

## ИНСТРУКЦИЯ

### УКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

BITE HELPER предназначен для нейтрализации зуда и раздражения, вызванного укусами насекомых, таких как комаров, мух, пчел, ос и муравьев.

### ТЕХНОЛОГИИ

Термо-импульсную технология™ была разработана Махоген Group LLC для использования в области здравоохранения и оздоровления. BITE HELPER использует термо-импульсную технологию™, которая воздействует на поражённый участок кожи с помощью тепла и вибрации, улучшая кровообращение. BITE HELPER не содержит ни лекарственных, ни химических веществ.

### ПРИМИНЕНИЕ

Для взрослых и детей от 4-х лет. Перед использованием BITE HELPER тщательно высушите поражённый участок кожи. Для наилучшего результата сразу после укуса поместите металлический термо-импульсный кончик BITE HELPER непосредственно на поражённый участок кожи. Включите BITE HELPER, нажав кнопку ON. Загорится красный индикатор. Вы должны ощущать лёгкую вибрацию и постепенное нагревание. Удерживайте BITE HELPER на поражённом участке не более 45 секунд за один раз. Если нагревание вызывает дискомфорт, немедленно уберите BITE HELPER с поражённого участка кожи.

Нагревание происходит до тех пор, пока на выключатель нажимают пальцем. Температура устройства повышается примерно до 49°C. Если зуд не проходит после первого применения, Вы можете повторно применить BITE HELPER на поражённом участке кожи, но подождите не менее 60-и секунд перед каждым последующим применением. Не применяйте устройство повторно до тех пор, пока Ваша кожа и BITE HELPER не остынут.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

BITE HELPER работает от двух 1,5-вольтовых батареек размером AA. Рекомендуется использовать щелочные батарейки. Батарейки не входят в набор. Рекомендуется менять батарейки не реже одного раза в сезон или после 100 использований, в зависимости от того, что наступит раньше. Если BITE HELPER не нагревается, возможно, нужно поменять батарейки. Когда BITE HELPER не используется, хранить в прохладном, сухом месте.

### ГАРАНТИЯ

Гарантия на устройство 12 месяцев при условии соблюдения всех правил использования.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Используйте осторожно. Может вызвать серьезные ожоги. НЕ используйте на чувствительной коже или при плохом кровообращении. Использование BITE HELPER детьми без присмотра или лицами с ограниченными способностями может быть опасным.
- Исключительно для внешнего использования и только по назначению.
- НЕ используйте на влажной коже. Перед использованием BITE HELPER тщательно высушите пораженный участок кожи.
- Избегайте контакта с глазами или слизистыми оболочками. В случае попадания в глаза или на слизистые оболочки немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- НЕ используйте на участках тела с чувствительной или тонкой кожей. Избегайте контакта с лицом, подмышками, грудью, прямой кишкой и гениталиями. Использование на этих участках может привести к ожогам и шрамам, которые останутся навсегда.
- НЕ используйте аппарат, если у вас плохое кровообращение, высокая чувствительность кожи, онемение или присутствуют кожные заболевания. Если у вас диабет или другие неврологические заболевания, влияющие на чувствительность кожи, перед использованием проконсультируйтесь с врачом.
- Храните в недоступном для детей месте. НЕ применяйте данное устройство на детях младше 4-х лет.
- Если Вы беременны, перед использованием проконсультируйтесь с врачом.
- BITE HELPER НЕ лечит укусы и не помогает в лечении аллергических реакций на укусы насекомых. В случае возникновения аллергической реакции немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- BITE HELPER НЕ заменяет медицинскую консультацию или лечение. Если боль или зуд усиливаются, или имеют постоянный характер, немедленно обратитесь к врачу.
- BITE HELPER НЕ предназначен и совершенно неэффективен в лечении укусов пауков, скорпионов или змей. Если укусил паук, скорпион, змея или какое-либо ядовитое животное, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Если Вас укусил паук или ужалил скорпион, змея или какое-либо другое ядовитое животное, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

